

5 Enzymatic detergent for surgical instruments and endoscopes

- **Amylase enzyme**
breaks down carbohydrates.
- **Cellulase enzyme**
breaks down cellulose.
- **Lipase enzyme**
breaks down fats .
- **Mananase enzyme**
acts on complex substrates
(polysaccharides)
- **Protease enzyme** effectively breaks down proteins.



BIODET^{plus}

ENZYMATIC DETERGENT



Application

Biodet plus can be used for Endoscopes reprocessing , ultrasonic and washing machines to clean medical equipment.

- Dilute **BIODET PLUS** in running water at a dilution up to 0.2%-0,4%.

COMPOSITION

Non-ionic and amphoteric surfactants, solvents complexing agents, amino acid derivatives multi enzyme complex (Amilase, Cellulase Lipase, Mananase and Protease), corrosion inhibitors, anti- foaming agents, preservative



BIODET^{plus}

- Can be used in washing machine for medical equipment.
- It contains a combination of Five enzymes.
- It is suitable for automated endoscope reprocessors for the cleaning of all kinds of flexible endoscopes.
- Very efficient concentrated detergent with neutral pH.
- It drastically removes organic residues and prevents corrosion and instruments discoloration.
- Does not foam.

CHARACTERISTICS

- Blue color .
- PH-value :about 8
- Density : about +/- 1.1
- Odour : weak
- PH (diluted product):about 7.25(neutral)

PACKING TYPES

Carton box: 2 Galons , 5L
Carton box: 10 bottles, 1L



Tel & Fax : 02-24512121
Mob. : 01016930444
01016852555

Email : info@bioguardeg.com
bioguardeg@gmail.com
Web : www.bioguardeg.com

بيوديت بلاس

منظف إنزيمي



منظف إنزيمي للأدوات الجراحية والمناظير



- إنزيم الأميليز
- يكسر الكربوهيدرات
- إنزيم السليولاز
- يكسر السليولوز
- إنزيم الليباز
- يكسر الدهون
- إنزيم ماثاناس
- يعمل على ركائز معقدة (السكريات)
- إنزيم البروتياز يعمل على تكسير البروتينات بشكل فعال

التركيب

مواد الخافضة للتوتر السطحي
غير الأيونية المذيبات و الإنزيمات
مركب متعدد الإنزيمات (أميلاز ، سليولاز
الليباز والماناز والبروتياز) مضادة للبرغوة
مواد حافظة

التطبيقات

في المناظير الداخلية Biodet plus يمكن استخدام
إعادة المعالجة ، بالموجات فوق الصوتية والغسيل
آلات لتنظيف المعدات الطبية



خفف بيوديت بلس في المياه الجارية بتخفيف
يصل إلى 0.2% ، 0.4% -

المواصفات

اللون الاخضر
تقريبا ٨ : PH قيمة
الكثافة : +/- ١.١ تقريبا
الرائحة: مقبولة

التعبئة

الكرتون تحتوي علي ١٠ عبوات سعة ١ لتر

بيوديت بلاس

- يمكن استخدامها في الغسالة للمعدات الطبية
- يحتوي على مزيج من خمسة إنزيمات
- إنها مناسبة لأجهزة إعادة معالجة المناظير الآلية لتنظيف جميع أنواع المناظير المرنة
- منظف مركز ذو كفاءة عالية مع درجة حموضة محايدة
- يزيل المخلفات العضوية بشكل كبير ويمنع التآكل لا رغوطة



Tel & Fax : 02-24512121
Mob. : 01016930444
01016852555

Email : info@bioguardeg.com
bioguardeg@gmail.com
Web : www.bioguardeg.com